

Seeger *hilft* Versorgungskonzepte für Gonarthrose-Patienten

Im Rahmen unserer Versorgungskonzepte für Patient/innen mit mittlerer bis fortgeschrittener Gonarthrose und Achsfehlstellungen stellen wir Ihnen heute eine neue, schlanke 2-in-1-Orthese aus dem Hause Bauerfeind vor.

Die **SecuTec OA** ermöglicht eine Varus- oder Valguseinstellung in einem Produkt. Sie entlastet schonend das betroffene Kniekompartiment entweder medial oder lateral durch das 3-Punkt-Prinzip über einen verstellbaren Unterschenkelrahmen.

SecuTec OA - Entlastende Knieorthese bei Arthrose

Betroffene mit einer schweren Form der Gonarthrose können sich kaum noch schmerzfrei bewegen. Bevor es zu einer invasiven und schließlich gelenkersetzenden Therapie kommt, können medizinische Hilfsmittel wie Orthesen Patienten mobilisieren und Beschwerden reduzieren.

Die neue entlastende Knieorthese **SecuTec OA** passt sich durch ihre anatomisch geformte Hartraahmenkonstruktion genau an das Bein des Patienten an. Daher ist sie für Patient/innen mit einer mittleren bis fortgeschrittenen Gonarthrose, auch in Kombination mit Achsfehlstellungen, geeignet.

SecuTec OA 2-in-1-Knieorthese:

Varus- oder Valguseinstellung in einem Produkt

Die **SecuTec OA** entlastet das betroffene Kniekompartiment entweder lateral oder medial, durch eine für das Kniegelenk schonende Achskorrektur mit Krafteinleitung über den Unterschenkel nach dem 3-Punkt-Prinzip.



Gegenüberliegende einstellbare Scharniere am Unterschenkelrahmen ermöglichen technisch sowohl eine Varus- als auch eine Valguseinstellung bis jeweils 25 Grad. Oberschenkel- und Unterschenkelrahmen der Orthese können, wie bei der nach dem 4-Punkt-Prinzip stabilisierenden Orthese SecuTec Genu, in unterschiedlichen Größen kombiniert werden.

Die Orthese stabilisiert zusätzlich das Kniegelenk nach dem 4-Punkt-Prinzip. Ober- und Unterschenkelrahmen wirken mit den Gurten einer vorderen und hinteren Instabilität entgegen.

1
Schnellverschlüsse
erleichtert das An- und Ablegen

2
Aluminiumrahmen
leicht und stabil

3
Gel-Polster
reduziert Druck und steigert den Tragekomfort

4
einstellbarer Unterschenkelrahmen
zur Schmerzentlastung

5
adaptive Wadenschelle
passt sich individuell an



Produktvorteile

- Einfach anzulegen, hoher Tragekomfort
- Geringe Aufbauhöhe
- Fixierung am Bein mit praktischen Schnellverschlüssen
- Adaptive Wadenschelle mit selbstregulierendem Neigungswinkel
- Anatomisch geformte Gel-Kondylenpolster gewährleisten ein angenehmes Tragegefühl in der Bewegung
- Das Kondylenpolster auf der zu korrigierenden Seite ist nach ventral verdickt und kann zusätzlich mit Einschubkeilen exakt angepasst werden. Die Anlagefläche seitlich am Knie für die Kraftübertragung wird optimal vergrößert und Druckspitzen werden reduziert.
- Das Seitenpolster ist mit einer Aussparung für das Fibulaköpfchen versehen. Dies beugt einem unangenehmen Druckgefühl vor.
- Durch ihren schlanken und leichten Aufbau kann sie auch unter der Kleidung getragen werden.

Indikationen

Wir empfehlen die **SecuTec OA** bei folgenden Indikationen:

- Mediale oder laterale Gonarthrose / Arthritis (mittel bis schwer)
- Zustand nach Knorpeltransplantation
- Nach Meniskusrefixation
- Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL) mit Beinachsfehlstellung

Rezeptierungen

Als Verordnungstext empfehlen wir:
„SecuTec OA“ – entlastende Knieorthese

HMV-Nr.: 23.04.04.2010

Weitere Informationen

Gerne stellen wir Ihnen unsere kompletten Versorgungskonzepte für die Therapie Kniegelenksarthrose vor. Bitte vereinbaren Sie mit Hans-Helmut Braun einen Termin per E-Mail: h.braun@seeger-hilft.de.