

Unsere Versorgungskonzepte für Gonarthrose-Patienten

Um noch besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten in der Gonarthrose-Therapie einzugehen, hat medi sein Knieorthesen-Sortiment erweitert.

Im Rahmen unserer Versorgungskonzepte bei Kniegelenk-
Arthrose stellen wir mit der **medi Soft OA light** und der **medi M.4's OA comfort** zwei dieser neuen Orthesen vor.

Ursache von Gonarthrose ist oftmals ein Knorpelschaden aufgrund von Achsenfehlstellungen. Dieser tritt insbesondere unter Belastung, also z. B. im Stehen und bei Bewegung auf. Sowohl mit der **medi Soft OA light** als auch mit der **medi M.4's OA comfort** wird das Bein in der richtigen Achse gehalten und der Druck auf die schmerzhaften Bereiche wird verringert. Dies führt zu einer spürbaren Schmerzlinderung und sorgt für mehr Mobilität und Aktivität im Alltag. Beide Orthesen finden ihren Einsatz sowohl in der konservativen Therapie, als auch prä- und postoperativ.

medi Soft OA light

Sofforthese zur Entlastung und Führung



Produktvorteile

- Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartiment durch 3 Punkt Prinzip
- Schmerzreduzierung durch Druckentlastung auf der betroffenen Seite des Gelenks



- Kompression zur Stabilisierung und Verbesserung der Propriozeption.
- Atmungsaktives Airtex+ Material für hohen Tragekomfort.

Indikationen

Wir empfehlen die **medi Soft OA light** bei folgenden Indikationen:

- Mediale oder laterale Gonarthrose

Kontra-Indikationen

- Beidseitige (bikondyläre) Gonarthrose

Hilfsmittel-Nummer 23.04.04.0004

Hinweis: Die **medi Soft OA light** ist erst am März 2019 im Handel verfügbar.



Produktvorteile

- Entlastung des lateralen bzw. medialen Kompartiment durch 3 Punkt Prinzip
- Schmerzreduzierung durch Druckentlastung auf der betroffenen Seite des Gelenks
- Zuverlässige Stabilisierung des Kniegelenks durch 4-Punkt-Stabilisierungssystem
- Sichere collaterale Stabilisierung durch festen Rahmen
- Extensions- und Flexionsbegrenzung schützen vor unzuträglichen Gelenkbewegungen und entlasten verletzte Strukturen

Indikationen

Wir empfehlen die **medi M.4's OA comfort** bei folgenden Indikationen:

- Schwere mediale oder laterale Gonarthrose (mind. Grad III) in Verbindung mit komplexer Bandinstabilität
- Unikompartimentelle Entlastung vor HTO (Brace-Test)
- Zur Entlastung bei schmerzhaften Stressfrakturen
- Knorpelchirurgie/Knorpelplastik/Meniskusrefixation/Umstellungsosteomie mit notwendiger postoperativer Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments
- Starke Überlastung mediales/ laterales Kompartiment
- Dauerhafte Entlastung, wenn eine OP kontraindiziert ist

Kontra-Indikationen

- Beidseitige (bikondyläre) Gonarthrose

Hilfsmittel-Nummer 23.04.04.0003

Weitere Informationen

Gern stellen wir Ihnen die **medi Soft OA light** und die **medi M.4's OA comfort** sowie unsere kompletten Versorgungskonzepte für Patienten in der Gonarthrose-Therapie vor. Bitte vereinbaren Sie mit Hans-Helmut Braun einen Termin per E-Mail: h.braun@seeger-hilft.de.



medi M.4's OA comfort 4-Punkt Hartrahmenorthese zur Varus- / Valgusentlastung

und Stabilisierung

Wirkungsweise

Die Orthese hilft, das Knie zu entlasten. Sowohl in der postoperativen Therapie, als auch in der konservativen (nicht-operativen) Behandlung findet die Orthese ihren Einsatz.

Sie schützt das Bein vor dem seitlichen Ausbrechen. Dadurch werden die schmerzhaften Bereiche des Kniegelenkes entlastet und die Orthese leistet ihren Teil zu einer spürbaren Schmerzlinderung. In manchen Fällen stellt sich die Besserung erst nach und nach ein.